

Link do produktu: <https://esilver.eu/alkoholowe-chusteczki-do-mycia-i-szybkiej-dezynfekcji-velox-duo-wipes-50-szt-p-2912.html>



## Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji Velox® Duo Wipes 50 szt.

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Cena brutto  | <b>29,56 zł</b>        |
| Cena netto   | <b>27,37 zł</b>        |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>        |
| Czas wysyłki | <b>1-2 dni robocze</b> |
| Kod produktu | <b>ML410</b>           |

### Opis produktu

#### **Velox® Duo Wipes Alkoholowe chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego**

Velox® Medi Wipes to chusteczki do mycia i szybkiej dezynfekcji małych powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetach masażu, przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Zalecane do małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej i operacyjnej oraz do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Dezynfekują powierzchnie zabijając w 30 sekund bakterie, grzyby drożdżopodobne, prątki gruźlicy, wirusy osłonkowe (w tym Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV) oraz rotawirusy i norowirusy.

- Opakowanie: 50 szt., typu flow pack z etykietą samoprzylepną
- Działają już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe (w tym SARS-Cov-2), Rota, Noro
- Zalecane do sprzętu medycznego, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, łóżek pacjentów, szafek, blatów
- Do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością
- Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia
- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni
- Dają efekt odświeżenia
- Chusteczki włókninowe 19x15 cm, 50 g/m<sup>2</sup>
- Przebadane dermatologicznie.
- Ekonomiczne w użyciu
- Typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego
- Posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym

**Skład: 50 sztuk zawiera:**  
200 g roztworu nasączonego.

**100 g roztworu zawiera:**  
63,7 g etanol,  
6,3 g propan-2-ol

**Sposób użycia:**  
Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią powierzchnie. Odczekać 30 sekund. W warunkach brudnych czas działania

---

na wirusy otoczkowe oraz rotawirusy wynosi 60 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Dokładnie zamykać opakowanie. Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Produkt przeznaczony do użycia przez profesjonalnego użytkownika.

**UWAGA:**

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

