

Link do produktu: <https://esilver.eu/koncentrat-do-dezynfekcji-i-mycia-wyrobow-medycznych-quatrodes-one-5l-p-1644.html>



## Koncentrat do dezynfekcji i mycia wyrobów medycznych Quatrodes One 5L

Cena brutto	<b>298,00 zł</b>
Cena netto	<b>275,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Kod produktu	<b>ML375</b>

### Opis produktu

#### Koncentrat do dezynfekcji i mycia nieinwazyjnych wyrobów medycznych 5L

Quatrodes® One to skuteczny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnego sprzętu medycznego (unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna). Ze względu na wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów z tworzywa sztucznego (ABS), szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów medycznych ze szkła akrylowego. Innowacyjna formuła zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie i wyjątkowe właściwości myjące. Nie zawiera aldehydów i fenoli, dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych i nie odbarwia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada delikatny, świeży kwiatowy zapach.

- przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885)
- szerokie spektrum mikrobójcze już od 0,5% (patrz niżej)
- rewelacyjne właściwości myjące
- delikatny, świeży zapach
- wysoka redukcja ryzyka zakażenia
- szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni
- możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów
- nie wywołuje reakcji alergicznych
- nie odbarwia powierzchni
- ekonomiczny w użyciu
- skuteczny i bezpieczny w stosowaniu
- opakowanie: kanister 5 litrów
- wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika
- produkt zawiera deklarację zgodności UE
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- produkt przeznaczony do powszechnego stosowania
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	15 min. (warunki czyste)
<b>Bakterie</b> (w tym MRSA)	EN 1276	0,5%
	EN 13727	0,5%
<b>Grzyby</b> (C. albicans)	EN 1650	0,5%
	EN 13624	0,5%
<b>Prątki grzyźlicy</b> (M. avium, M. terrae)	EN 14348	0,5%

---

<b>Wirusy osłonkowe</b> (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A,B,C, Ebola)	RKI/DVV	0,5%
---	---------	------

**Skład:**

100 g zawiera: 1,00 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3—diamina, 3,13 g Chlorek didecyldimetyloamoniowy, 2,54 g Hydrochlorek poliheksa-metylobigua-nidynowy, 2,50 g Octan kokosopropylenodiamino-anidyny

**Dozowanie:**

dla 0,5% - 5 ml na 995 ml wody

**Uwaga:**

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

