

Link do produktu: <https://esilver.eu/silny-koncentrat-do-dezynfekcji-i-mycia-powierzchni-quatrodes-forte-1l-p-1641.html>



Silny koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni Quatrodes Forte 1L

Cena brutto	110,58 zł
Cena netto	102,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	ML306

Opis produktu

Silny koncentrat do dezynfekcji i mycia QUATRODES FORTE 1L

Quatrodes® Forte to wydajny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnego sprzętu medycznego jak unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Ze względu na wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu. Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów medycznych ze szkła akrylowego. Innowacyjna formuła oparta na synergii surfaktantów i technologii nano-micelli zapewnia szerokie spektrum działania w krótkim czasie i wyjątkowe właściwości myjące. Nie zawiera aldehydów i fenoli, dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych i nie odbarwia powierzchni. Nie wymaga spłukiwania. Posiada przyjemny, kwiatowy zapach.

- przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885)
- szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, grzyby, prątki, wirusy
- wyjątkowe właściwości myjące
- delikatny, kwiatowy zapach
- nie zawiera aldehydu i fenolu
- wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obciowe
- skuteczny i bezpieczny w stosowaniu
- pojemność 1 litr
- produkt zawiera deklaracje zgodności UE
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Czas	
		15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%, 1%	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%	
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%	
Prątki gruźlicy (<i>M. avium</i> , <i>M. terrae</i>)	EN 14348	4%	1%
	EN 14563	4%	1%

Wirusy otoczkowe (w tym HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	1%	1%
Wirus Polio	EN 14476	4%	

Skład:

Substancje czynne w 100 g produktu: 3,76 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina (CAS: 2372-82-9), 3,39 g masa poreakcyjna propionianu N,N-didecylo-N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloamonu i propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-hydroksyetoksy)etylo)-N-metyloamonu oraz propionianu N,N-didecylo-N-(2-(2-(2-hydroksyetoksy)etoksy)etylo)-N-metyloamonu, 0,75 g 2-aminoetanol (CAS: 141-43-5)

Sposób użycia:

W celu otrzymania stężenia 1% należy 10 ml koncentratu rozpuścić w 990 ml wody.

Uwaga:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

