

Link do produktu: <https://esilver.eu/srodek-do-dezynfekcji-powierzchni-velox-spray-neutral-5l-p-2841.html>

Środek do dezynfekcji powierzchni Velox Spray Neutral 5L

| | |
|--------------|------------------------|
| Cena brutto | 169,16 zł |
| Cena netto | 156,63 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 1-2 dni robocze |
| Kod produktu | ML697 |

Opis produktu

Preparat do dezynfekcji małych powierzchni VELOX SPRAY NEUTRAL 5L

Gotowy do użycia środek przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych tj: łóżko, fotel zabiegowy, aparatura medyczna i nieinwazyjny sprzęt operacyjny, sprzęt rehabilitacyjny. Polecany również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych. Preparat nie zawiera aldehydu i fenolu. Odpowiednio dobrane składniki gwarantują szerokie spektrum bójcze w bardzo krótkim czasie oraz idealną czystość bez smug. Jest szczególnie polecany do szklanych i błyszczących powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Jest łagodniejszy niż Velox Top AF.

- działa już od 15 sekund
- szerokie spektrum mikrobójcze
- nie pozostawia smug i zacieków
- neutralny zapach
- preparat gotowy do użycia
- gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania
- nie odbarwia powierzchni
- pojemność 5 litrów
- do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- produkt zawiera deklaracje zgodności UE
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym
- produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

| Spektrum | Normy wg EN 14885 | Obciążenie organiczne | |
|---|-------------------|-----------------------|---------|
| | | niskie | wysokie |
| Bakterie (w tym MRSA) | EN 13727 | 30 sek. | 30 sek. |
| Grzyby (<i>C. albicans</i>) | EN 13624 | 15 sek. | 15 sek. |
| Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i>) | EN 14348 | 30 sek. | 30 sek. |
| Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola) | EN 14476 | 30 sek. | 1 min. |
| Wirus Rota | EN 14476 | 30 sek. | 1 min. |
| Wirus Adeno | EN 14476 | 1 min. | 30 sek. |

Produkt posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze oraz bójcze wobec prątków gruźlicy, ograniczone wirusobójcze (wobec Rotawirusa, Norowirusa) oraz bójcze wobec wirusów ostonkowych (w tym Vaccinia, BVDV, koronawirusy, HIV, HBV, HCV).

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie nie wymagają spłukania wodą. Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Po użyciu zamknąć szczelnie opakowanie.

Skład:

Substancja czynna w 100 g produktu: 63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol

Uwaga:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

