

Link do produktu: <https://esilver.eu/viruton-pulver-preparat-do-mycia-i-dezynfekcji-wyrobow-medycznych-5-kg-p-1655.html>



Viruton Pulver preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych 5 kg

Cena brutto	642,51 zł
Cena netto	594,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	2-4 dni robocze
Kod produktu	ML225

Opis produktu

Proszek do mycia i dezynfekcji instrumentów medycznych 5 kg

Viruton® Pulver to nowej generacji preparat do mycia i dezynfekcji wysokiego stopnia inwazyjnych i nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Jest zalecany głównie dla instrumentów chirurgicznych, dentystycznych oraz wszelkiego rodzaju endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezyjologicznych. Może być również stosowany do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, jak np. inkubatory. Zalecany jest do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Produkt nie wymaga dodania aktywatora. Innowacyjna formuła zawiera cztery enzymy (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę) odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny. Zawartość surfaktantów zapobiega pyleniu proszku i gwarantuje doskonałe właściwości myjące.

- opakowanie: 5 kg
- przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekujących (EN 14885)
- doskonałe właściwości myjące
- innowacyjna formuła do usuwania zanieczyszczeń organicznych
- nie wymaga dodania aktywatora
- surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku
- stosowanie manualne, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych, myjkach do endoskopów
- produkt do użytku profesjonalnego
- typ wyrobu medycznego: wyposażenie wyrobu medycznego lub produkt niemający przewidzianego zastosowania medycznego

Spektrum	Normy wg EN 14885	Czas	
		10 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 14561	1%	1%
Grzyby	EN 14562	1%, 2%*	1%
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14563	1%	1%
Wirusy Adeno, Polio, Noro	EN 14476	2%	1%
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Ebola, grypa, wirus opryszczki)	EN 14476	2%	1%
Spory (Cl. Difficile)	EN 13704	1%*, 2%	1%
Spory (B. subtilis)	EN 13704	1%**	1*

Dozowanie:

naczynie	stężenie	ilość wody	ilość	stężenie	ilość wody	ilość
----------	----------	------------	-------	----------	------------	-------

			proszku			proszku
1 L	1%	990 ml	10 g	2%	980 ml	20 g
2 L	1%	1980 ml	20 g	2%	1960 ml	40 g
3 L	1%	2970 ml	30 g	2%	2940 ml	60 g

Skład:

100 g preparatu zawiera:

44g nadwęglan sodu, 26g TEAD, enzymy, kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji

Uwaga:

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

